

PHYSIOMER®

SAINT-MALO

100%
EAU DE MER

Dispositif médical

Spray nasal,
decongestionnant
Dégage le nez
3 min

RHUME TRIPLE ACTION

sanofi

COMPOSITION

- 100% eau de mer naturelle, hypertonique et non diluée, équivalente à 22 g/l en sels minéraux et oligo-éléments marins.
- Excipients** : Huiles essentielles de sapin baumier et citron certifiées Bio, extrait naturel de menthol, alcool, complexe de phospholipides dérivé d'huile de noix de coco.
- Solution sans conservateur.
- Sans gaz propulseur.

PROPRIÉTÉS

Physiomer® Rhume Triple Action :

- Dégage le nez en moins de 3 minutes par action osmotique naturelle.
- Favorise l'évacuation des virus et bactéries par action mécanique de drainage des fosses nasales.
- Aide à réduire le risque de complications du rhume.

QUAND UTILISER PHYSIOMER® RHUME TRIPLE ACTION ?

- Adulte** : 1 pulvérisation dans chaque narine jusqu'à 6 fois par jour.
- Enfant 6 à 15 ans** : 1 pulvérisation dans chaque narine jusqu'à 4 fois par jour.

Réservé aux enfants de plus de 6 ans et aux adultes.

Ne pas utiliser durant la grossesse et l'allaitement, ou en cas d'allergie à l'un des ingrédients. Ne pas utiliser en cas d'asthme. Si les symptômes persistent au-delà de 7 jours, consultez votre médecin.

Utiliser sous 6 mois après le premier usage.

CONSEILS D'UTILISATION

1 / Agiter le flacon avant utilisation.

2 / Incliner légèrement le flacon, exercer une pression ferme durant une seconde et répéter cette opération jusqu'à obtention de la première pulvérisation.

3 / Tenir le flacon droit et introduire l'embout délicatement dans une narine en gardant la tête droite.

4 / Exercer une pression franche et brève.

5 / Laisser agir quelques secondes.

6 / Renouveler l'opération dans l'autre narine.

7 / Moucher le nez.

8 / Laver l'embout sous l'eau chaude après chaque utilisation.

MISES EN GARDE

En cas de muqueuse fortement irritée, un picotement passager peut survenir au cours de la première application.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage.

À utiliser sous la surveillance d'un adulte.

Date de révision de la notice : 2022-05.

Date de première apposition du marquage CE : 2015-04.

Information Patient :

0 801 907 577

Service & appel gratuits

Fabricant

Laboratoire de la Mer
ZAC de la Madeleine
Avenue du Général Patton
35400 Saint-Malo - France

Distributeur :

Opella Healthcare France SAS
82 avenue Raspail
94250 Gentilly - France

25°C

A conserver en
dessous de 25°C

20ml

22

PAP

CE

CNOT1548 / 10025184

pack2edit

sanofi

File information				
GMID code:	597725			
Plant PM code:	10025184			
Second Plant PM code:	CNOT1548			
Version of artwork:	V1			
PM type:	PI			
Market:	FR			
Format:	150 x 210 mm			
Issue date of artwork:	20/Jun/2022			
Print colors:	Pan 294			
Number of print colors:	1			
Used font:	Neo Sans / Avenir			
Min. font size:	8,5 pt			
p2e number:	931765-U06			

Technical colors				
Diecut-Legendcase		Free area	Glue points	

23/06/2022 12:24 - VISTAlink folder 4207881 - Page 1/3

PHYSIOMER®

SAINT-MALO

RHUME TRIPLE ACTION

Pourquoi est-ce important de se laver le nez ?

L'inflammation des cavités nasales provoque un oedème qui empêche l'élimination des impuretés. Sur ce terrain propice, les germes ont tendance à se développer et à provoquer une infection qui peut se propager dans la gorge et les oreilles, entraînant des complications telles que pharyngites, rhinopharyngites, sinusites et otites. Dans ce cas, l'utilisation de Physiomer® Rhume Triple Action (adultes et enfants à partir de 6 ans) permet de dégager le nez par action osmotique, de favoriser en conséquence l'évacuation des virus et bactéries par effet de drainage et aide ainsi à réduire le risque de complications du rhume.

Pourquoi choisir Physiomer® ?

- L'eau de mer de Physiomer® est prélevée au large de Saint-Malo et ne subit aucune dilution.
- Elle est traitée par électrodialyse afin de diminuer sa teneur en chlorure de sodium tout en préservant la richesse en sels minéraux et oligo-éléments de l'eau de mer originelle: calcium, magnésium, fer, cuivre, manganèse, zinc, sélénium...
- Physiomer® est adapté dans toutes les positions, même chez les enfants, grâce à son flacon souple et à l'absence de gaz propulseur.
- L'embout Physiomer® respecte l'anatomie des fosses nasales pour un confort optimal d'utilisation.

La gamme Physiomer®, une réponse naturelle à tous les besoins

NOM DU PRODUIT	TYPE DE JET	TYPE DE SOLUTION	ÂGE	ACTION / BÉNÉFICE
LAVAGE NASAL / HYGIÈNE DU NEZ				
Physiomer® Bébé Hygiène du nez	Micro-diffusion	Isotonique	Nourrissons dès 1 mois	Lave le nez en douceur, notamment en cas de rhume et rhinite.
Physiomer® Spray	Spray	Isotonique	Adultes et enfants à partir de 2 ans	
Physiomer® Jet dynamique	Jet dynamique	Isotonique	Adultes et enfants à partir de 6 ans	Lave et dégage le nez encombré, notamment en cas de rhume et de rhinite.
NEZ BOUCHÉ / RHUME				
Physiomer® RHUME TRIPLE ACTION	Spray	Hypertonique	Adultes et enfants à partir de 6 ans	Dégage le nez en moins de 3 min, Favorise l'évacuation des virus et bactéries par effet de drainage, Aide à réduire le risque de complications du rhume.
Physiomer® Nez Bouché	Spray	Hypertonique	Adultes et enfants à partir de 2 ans	Débouche le nez, notamment en cas de rhume, sinusite et rhinite allergique.
Physiomer® Nez Bouché Pocket				
USAGE POST CHIRURGICAL				
Physiomer® Jet fort	Jet fort	Isotonique	Adultes à partir de 15 ans	Élimine les sécrétions et les croûtes notamment après les chirurgies endonasales.
HYGIÈNE DE L'OREILLE				
Physiomer® Oreille	Jet en étoile	Isotonique	À partir de 6 mois	Nettoie en douceur l'oreille, Élimine l'excès de cérumen, Prévient la formation de bouchons.

10025184 - PI PHYSIOMER RHU 22G/20ML NASSP BTPUMPX1

Plant: EM CHC EUROPE
Packaging material code: 10025184
Packaging material name: PI PHYSIOMER RHU 22G/20ML
NASSP BTPUMPX1
Second packaging material code: CNOT1548
VISTAlink folder number: 4207881
VISTAlink PDF version: 1

This document has been digitally signed by the following people within the VISTAlink system, following the sanofi group guidelines.

Reason	Signed by	Date
Plant final technical validation	Vladimir Hansel (EM EPP Packaging team)	21/06/2022 14:44:19
Market regulatory validation	Cecile PHILIPPE (France CHC regulatory team)	23/06/2022 11:33:19
Plant ready to print	Vladimir Hansel (EM EPP Packaging team)	23/06/2022 12:24:59